

Стойка для медицинской техники

УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://eleps.nt-rt.ru/> || эл.почта: epb@nt-rt.ru

Стойка для медицинской техники (лапароскопическая)



Стойка для медицинской техники с 6 полками предназначена для размещения и перемещения оборудования для эндоскопической хирургии в операционных.

Конструкция стойки изготовлена из конструкционной стали и алюминиевых профилей. Окрашена экологически чистыми полимерными красками.

Для легкого перемещения стойка оборудована двумя вертикальными поручнями по всей высоте.

Для удобства медперсонала на задней стенке стойки расположены скрытые кабель-каналы.

Полки с выштамповкой обеспечивают хорошую вентиляцию и предотвращают случайные передвижения приборов.

Стойка оснащена 4 антистатическими колесными опорами с тормозами.

В состав стойки включены 2 кронштейна: для основного монитора (расположен по центру) и для монитора ассистента. Оба кронштейна имеют большой диапазон движений как по горизонтали, так и по вертикали.

Газовая пружина обеспечивает плавное движение прикрепленного монитора и дает возможность фиксации в удобном для врача положении.

Стойка для медицинской техники так же может называться: стойка эндоскопическая, стойка эндохирургическая, стойка аппаратная 6 полок, стойка для эндохирургических приборов 6 полок, тележка эндоскопическая, стойка для лор, лапаро стойка, гистеро стойка, стойка медицинская для аппаратов 6 полок, тележка для эндоскопического оборудования.

Стойка медицинская (6 полок)



Стойка для медицинской техники предназначена для размещения и перемещения оборудования, входящего в состав комплекса для лазерной эндоурологии QUASAR.

Стойка выполнена из конструкционной стали и алюминия с полимерным покрытием.

Верхняя полка стойки рассчитана на размещение лазерного аппарата "Уролаз" и выдерживает максимальную нагрузку до 50 кг. Для удобства перемещения верхняя полка снабжена двумя ручками.

Для удобства персонала на задней стенке стойки расположены скрытые кабель-каналы.

Для легкого перемещения стойка оборудована двумя вертикальными поручнями по всей высоте.

Стойка оборудована 6 полками (в том числе регулируемых -5 шт. и одна нерегулируемая). Полки с выштамповкой обеспечивают хорошую вентиляцию и предотвращают случайные передвижения приборов.

Стойка оснащена 4 антистатическими колесными опорами с тормозами.

Стойка оборудована поворотным-выдвижным кронштейном для монитора, состоящим из 3-колен. Кронштейн обладает большой длиной вылета 880 мм и возможностью поворота на 360° вправо/влево, что обеспечивает широкие возможности для удобного расположения монитора как над самой стойкой, так и над телом пациента.

Стойка для медицинской техники также может называться: стойка эндоскопическая, стойка эндохирургическая, стойка аппаратная 6 полок, стойка для эндохирургических приборов 6 полок, тележка эндоскопическая, стойка для урологии, стойка медицинская для аппаратов 6 полок, тележка для эндоскопического оборудования.

Стойка медицинская (3 полки)



Стойка медицинская предназначена для установки и перемещения аппаратов для эндоскопической хирургии в операционных отделениях медицинских учреждений.

Изготовлена из конструкционной стали с полимерным покрытием.

Длина стойки 655 мм, ширина стойки 550 мм, высота стойки 1180 мм.

Количество полок 3 шт. Т

Токоизолированный материал покрытия колес. Высота колес 167мм. Тормозная система на 2 колеса.

Стойка медицинская (1 полка)



Стойка медицинская изготовлена из конструкционной стали с полимерным покрытием. Основание стойки установлено на четырех колесных опорах с тормозом и имеет один несущий профиль. Колесные опоры с тормозом установлены с передней стороны стойки. На профиль установлена регулируемая по высоте полка - 1 шт. Рабочая поверхность полки выполнена из пластика и имеет отбортовку с четырех сторон высотой 6 мм для надежного размещения аппаратов.

Стойка медицинская (6 полок)



Стойка медицинская предназначена для установки и перемещения аппаратов для эндоскопической хирургии в операционных отделениях медицинских учреждений. Изготовлена из конструкционной стали с полимерным покрытием.

Количество полок не менее 6 шт.
Габаритные размеры полки не менее 550x490 мм.
Расстояние между полками не менее 151мм.
Полезная нагрузка на полку до 12 кг.
Выдвижной ящик с замком.
Габаритные размеры ящика не менее 137,5x550x490 мм.
Токоизолированный материал покрытия колес.
Высота колес не менее 167мм.
Тормозная система на 2 колеса.
Два сетевых фильтра для подключения не менее 6 - ти электроприборов каждый.
Крепление для монитора по центру стойки, высота не менее 1705,5 мм.
Держатель банок, держатель шлангов, держатель кабеля фильтра, держатель видеокамеры, держатель кабеля видеокамеры, держатель педалей.

Стойка медицинская (6 полок)



Стойка медицинская (медицинская тележка).

Количество полок для размещения оборудования, 6 шт.

Ручки для перемещения, регулируемые по высоте 2 шт

Максимально допустимая нагрузка на полку, 40 кг

Максимально допустимая нагрузка на стойку, 240 кг

Выдвижной ящик с замком. В основании стойки расположены 4 колеса, для перемещения стойки с приборами по операционной

Тормозная система на 2 колеса. Контактный слой колес выполнен из высококачественного термопластичного эластомера

Диаметр колес, 125 мм

Количество розеток для подключения аппаратов, 8 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://eleps.nt-rt.ru/> || эл.почта: epb@nt-rt.ru